



دستگاه ترمال سایکلر

- دارای دو مدل Uni Block و Gradient
- دارای بلاک ۹۶ خانه ۰.۲ml
- دارای USB جهت انتقال اطلاعات
- دارای صفحه نمایش لمسی

| Model Name | DNA T96 Thermal Cycler | DNA G96 Thermal Cycler |
|------------------------|---|--|
| Block type | 96 wells x 0.2µl | 96 wells x 0.2µl Gradient |
| Temperature Range | 4°C - 100°C | 4°C - 100°C |
| Maximum Ramp Rate | 3°C/Sec | 3°C/Sec |
| Reaction Volume | 20µl - 100µl | 20µl - 100µl |
| Display | 10Inch display with Capacitive touch screen | 10Inch display with Capacitive touch screen |
| Temperature Accuracy | 0.2°C | 0.2°C |
| Temperature Uniformity | ±0.4°C | ±0.4°C |
| Dimensions | 430mm x 340mm x 250mm | 430mm x 340mm x 250mm |
| Weight | 8.5kg | 8.5kg |
| Software | Touch Down / Up, Long Range, Program Pauses, Temperature Graphing | Touch Down / Up, Long Range, Linear Thermal Gradient, Program Pauses, Temperature Graphing |